

## Besmed Máscara Venturi (não estéril)

### DISTRIBUIDOR NO BRASIL

J.G Moriya Repres. Imp. e Exp. Comercial Ltda.

Rua Colorado, 279/291 – Vila Carioca

CEP: 04225-050 – São Paulo – SP

Tel.: (0xx11) 2914.9716 Fax: (0xx11) 2914.1943

C.N.P.J.: 67.882.621/0001-17

E-mail: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)

Site: [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br)

### FABRICANTE

Besmed Health Business Corp.

No. 2, Lane 106, Wu-Kong 3<sup>rd</sup>. Rd, Wu-Ku Ind.

Park, Taipei, Taiwan

Responsável Técnico: Juan Goro Moriya Moriya – CREA-SP 0600289359/D

Registro ANVISA nº: 10349590058



**ATENÇÃO:** Para sua segurança, não instale ou opere este produto sem antes ler as instruções contidas neste manual. Caso haja alguma dificuldade na instalação e/ou operação deste produto, consulte a J.G. Moriya. Este produto somente deverá ser manuseado por pessoas devidamente treinadas. A não observância destas regras e as de segurança poderá causar sérios danos materiais e humanos.

### 1. DESCRIÇÃO

A Máscara Venturi Besmed foi desenvolvida para fornecer uma respiração no qual o sistema de entrada de ar proporciona uma mistura pré-ajustada de oxigênio e ar ambiente, que fornece ao paciente com uma terapia de concentração de oxigênio controlado abaixo do nível atmosférico. Confortável, o versátil sistema fornece seis concentrações precisas de oxigênio de 24 % a 50 %.

### 2. USO PRETENDIDO

A Besmed Máscara Venturi é um dispositivo que contém um mecanismo de mistura de ar ambiente e oxigênio que dilui 100 % de oxigênio puro para uma concentração predeterminada e entrega gases misturados ao paciente.

Foi desenvolvido para operar com suprimento de oxigênio controlado com um fluxômetro com válvula controlada capaz de entregar pelo menos 3 L/m de oxigênio.

### 3. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A Besmed Máscara Venturi é alimentada por uma fonte gás na sua extremidade, e através de diluidor é estabelecida a concentração de oxigênio necessário para atendimento do paciente, onde a cor do diluidor determina o (%) de oxigênio.



#### 4. INSTALAÇÃO E USO

##### Preparação para Uso

- Não limpar ou reutilizar a máscara.
- Nunca use a máscara ou qualquer um de seus acessórios que estejam danificados de diversas maneiras.

##### Instruções de Uso

1. Escolha o diluidor com a concentração desejada que o paciente necessite e conecte o tubo corrugado no adaptador.
2. Conecte a tubulação de oxigênio entre o diluidor e a fonte de gás.
3. Selecione o fluxo apropriado de gás e verifique o fluxo de gás através do dispositivo.
4. Colocar a máscara na face do paciente cobrindo tanto a boca como o nariz.
5. Passe a fita elástica pela cabeça do paciente acima das orelhas.
6. Ajuste a tensão na fita para fixar a máscara na face do paciente.
7. Ajustar a peça nasal de metal leves à face do paciente.

#### 5. DESCRIÇÃO PARA PEDIDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PN -1127	Máscara Venturi Infantil
PN-1125	Máscara Venturi Adulto

##### i. ACESSÓRIOS

- ✓ Diluidor
- ✓ Tubo Corrugado
- ✓ Máscara
- ✓ Tubo 2m (extensão)

##### ii. MATERIAIS DE CONSUMO POR ELE UTILIZADOS

Não existem materiais de consumo destinados a integrar o produto. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

#### 6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### i. CARACTERÍSTICA TÉCNICA DO PRODUTO

Material: Produtos livres de látex.

- Mascara: PVC - Cloreto de Polivinila

- Diluidor: PP - Polipropileno

Cor do Diluidor	Concentração de O2 Ajustado (%)	Fluxo O2 Sugerido	Concentração de O2 Entregue	
			Mínimo (%)	Máximo (%)
Azul	24	4LPM	23	25
Branco	28	4LPM	27	29
Laranja	31	6LPM	30	32
Amarelo	35	8LPM	33	37
Vermelho	40	8LPM	38	42
Rosa	50	12LPM	47	53

Segundo Norma Europeia **EN ISO 13544-**.

##### ii. DIMENSÃO BÁSICA

- ✓ Adulto: 14 x 8.5 x 5.8 cm
- ✓ Infantil: 11 x 8 x 4.8 cm

## **7. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO PRODUTO.**

Deve ser armazenado em local limpo e seco, sob temperaturas entre -5 a 45°C e com umidade relativa inferior a 95% (não condensada). Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos.

## **8. ADVERTÊNCIAS**

As partes, peças e acessórios descritos a seguir são comercializados somente com o equipamento Besmed Máscara Venturi (Não Estéril), devendo apenas serem utilizados para o fim a que se destinam.

## **9. PRECAUÇÕES**

### **Cuidados**

- Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de utilizar o produto.
- Este produto somente deve ser utilizado por pessoal autorizado e treinando.
- Recomendado uso único. O reuso do produto poderá causar infecção cruzada.

## **10. GARANTIA**

A J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda. assegura ao proprietário-consumidor do produto aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnico autorizado pela J.G. Moriya, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, do produto constante da Nota Fiscal de Compra.

A J.G. Moriya executará a mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito (s) de fabricação, em uso normal do produto. Serão gratuitas dentro do período de garantia.

A J.G. Moriya declara a garantia nula e sem efeito, se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções.

A considerar, o consumidor que não apresentar a representação numérica do código de barras e a Nota Fiscal de Compra do produto, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota Fiscal contiver rasuras ou modificações em seu teor.

A J.G. Moriya obriga-se a prestar os serviços acima referidos. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto (ida e volta).

## **11. FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

J.G. Moriya Representação Importadora Exportadora e Comercial Ltda.

Rua Colorado, 279/291 – Vila Carioca – São Paulo – SP

CEP 04225-050 – Telefones: (0xx11) 2914.9716 – Fax: (0xx11) 2914.1943

C.N.P.J. 67.882.621/0001-17 Inscrição Estadual 113.497.753.111 Autorização/MS - 1.03.495-9

Técnico Responsável: Eng. Juan Goro Moriya Moriya - CREA 0600289359/D

site: [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br) - e-mail: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br)

---



## 12.FICHA DE REGISTRO DO PRODUTO

Para poder usufruir com segurança da garantia do Besmed Máscara Venturi é necessário que a ficha abaixo seja completamente preenchida e enviada a J.G. Moriya Ltda., por meio de fax (11.2914.1943), e-mail (jgmoriya@jgmoriya.com.br) ou correio.

Nome Completo/Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço Completo: \_\_\_\_\_

CEP/Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Telefones para Contato: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

R.G./Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ C.P.F./C.N.P.J.: \_\_\_\_\_

Qual produto foi adquirido: \_\_\_\_\_

De qual empresa adquiriu o produto: \_\_\_\_\_

Qual número de(os) lote(s) (representação numérica do código de barras): \_\_\_\_\_

Caso tenha adquirido diretamente da J.G. Moriya informar a representação numérica do código de barras e número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_